

S.T.R

הבדיקות נעשה על ידי אלה גרינברג בליווי המרצה מר אורי בשור

קריטריוני כניסה ויציאה

הגדת קריטריוני כניסה	אפליקציה עובדת חיבור תקין לאינטרנט / Wi-Fi
הגדרות קריטריוני יציאה	אי מציאת תקלה ברמה משביתה הרצת 90% מהבדיקות שנקבעו ברמה גבוהה

רמות חומרה/קריטיות תקלות

משמעות	חומרת התקלה
תקלה אשר אינה מאפשרת להפעיל את המערכת או להפעיל מספר תפקודים עיקריים	משביתה
תקלה המשביתה תפקוד עיקרי של המערכת	חמורה
תקלה המשביתה תפקוד משני של המערכת	בינונית
תקלה שאינה משבשת את תפקוד המערכת. ניתן לעקוף את התקלה ולסיים את התהליך	קלה

עדיפויות לטיפול בתקלה

תקלה קלה	תיקון התקלה בעתיד	
תקלה בינונית	תיקון תקלה לפני סיום סבב בדיקות נוסף	
תקלה חמורה	תיקון תקלה לפני תחילת סבב בדיקות נוסף	
תקלה משביתה	טיפול מיידי בתקלה	

רמות וסוגי בדיקות המתכננות לביצוע

רמות הבדיקה	
1.	בדיקות עשן
2.	בדיקות שפיות
3.	רגרסיה


סוגי הבדיקה

1.	בדיקה פונקציונאלית
2.	טיפול בשגיאות - לא ייבדק
3.	בדיקות GUI
4.	בדיקת תאימות
5.	Usability בדיקת
6.	בדיקות נגישות
7.	Localization - לא ייבדק
8.	Install/Uninstall
9.	אינטגרציה
10.	Recovery
11.	Performance Testing - לא ייבדק


תסריטי הבדיקות

מס'	שם הפיצ'ר	דחיפות הבדיקה	סה"כ תסריטים	סה"כ תסריטים שהורצו	סה"כ תסריטים שהורצו ונבדקו	סה"כ תסריטים שנכשלו
1	התחברות	גבוהה	15	15	15	0
2	זימון תור/ חדש	גבוהה	11	11	11	0
3	מדריך השירותים	גבוהה	21	21	18	3
4	אבטחה	גבוהה	2	2	2	0
5	נגישות	גבוהה	9	9	9	0
6	מסך גישה מהירה	בינוני	19	19	18	1
7	שפה	בינוני	1	1	0	1
8	התקנה/הסרה	בינוני	2	2	2	0
9	ביטול/שינוי תור	בינוני	2	2	2	0
10	בקשה מהמשרד ו/או מהרופאה	בינוני	11	11	11	0
11	עומסים	בינוני	3	3	3	0
12	רפואה דחופה	נמוך	4	4	3	0
13	ביקור ללא כרטיס	נמוך	2	2	2	0
14	ניתוק	נמוך	1	1	1	0
15	רזולוציה	נמוך	4	4	4	0
	סה"כ		113	113	107	5

באגים



טיפול בתקלות



המלצה

ההמלצה להעלות את הגרסה.
האפליקציה מאוד נוחה למשתמש.

סה"כ הורצו 113 תרחישים, מתוכם כ 95% עברו בהצלחה.
דווחו 5 באגים, שהם כ 5% מסך התרחישים שהורצו - מתוכם באג אחד בחומרה חמורה
ישנם 2 תקלות פתוחות: 1 ברמה חמורה ו 1 ברמה קלה
ישנם 0 תקלות משביות.

פיצ'רים שלא נבדקו כי לא היה משתמש דמו:

מכבי RED

הצעות לשיפור:

שינוי שפה - הוספת כפתור לשינוי שפה במקום בולט ונח